



The superabsorbent dressing designed for advanced wound care



WOUND CARE **DryMax**[®]
FOAM

WOUND CARE DryMax[®]

FOAM



Promoting wound healing

DryMax Foam은 창상치료를 위한 고흡수성 드레싱입니다.
ABSORBEST core가 매우 많은 양의 삼출물을 상처로부터 흡수합니다.
DryMax Foam은 상처 치유를 촉진하기 위해 설계 및 개발되었습니다.

Indications

DryMax Foam은 다음과 같이, 보통에서 많은 양의 삼출물이 있는 상처에 사용될 수 있습니다.

- leg ulcers
- pressure ulcers
- diabetic foot ulcers
- acute and chronic wounds
- lymph edema
- burn
- donor site
- trauma

Cost saving

사용하기 편리하고 적용시간을 연장함으로써 적은 양의 재료를 필요로 할 뿐만 아니라 상처관리의 효율성이 개선됩니다.

Dressing performance

- 매우 높은 흡수력
- 드레싱 교환 시기 연장
- maceration 예방
- 쉬운 핸들링
- 박테리아 흡수
- 상처의 치유 촉진
- 삼출물을 겹화시켜 악취 감소



ABSORBEST core was developed on chemical bonding principles

상처에서 생기는 많은 양의 삼출물을 흡수하고 유지합니다.

Superabsorbent polymer가 상처의 치유를 방해하는 박테리아와 다른 물질들이 포함된 삼출물을 효과적으로 잡아주고 격리시켜 상처의 치유를 촉진시킵니다.

Why DryMax Foam?




Excellent absorption ability


Superior wound fluid handling
 Reduced risk of maceration and leakage

Manages high viscosity fluid
 Performs in all the exuding wound healing stages

Absorption capacity for HP Foam dressings



Viscous wound fluid handling for HP Foam dressings



All-in-One Product

<p>Easy to re-position</p>	<p>Good moisture balance in the wound area</p>	<p>Intuitive and easy to use</p>	<p>Extended wear time vs conventional foam dressings</p>	<p>The backing reduces the risk for wound fluid strike through</p>	<p>Gentle surface at dressing removal</p>
<p>Soft adhesion surface</p>	<p>Can handle thick exudate</p>	<p>Optimal for compression treatment</p>	<p>Soft and conformable</p>	<p>Prevents maceration and soggy skin</p>	<p>Close skin contact reduces risk for leakage</p>

WOUND CARE DryMax[®]


FOAM

DryMax Foam은..


- ✓ 표면이 부드러워 드레싱 제거가 쉽습니다.
- ✓ Maceration의 위험이 적습니다.
- ✓ Adhesive가 있어 적용이 편리합니다.

DryMax Foam은 또한..


- ✓ 습윤 환경을 유지시켜 상처의 치유를 촉진시킵니다.
- ✓ 삼출물이 있는 모든 상처에 사용 가능합니다.
- ✓ 저점도에서 고점도까지 모든 삼출물을 효과적으로 흡수합니다.
- ✓ 드레싱 교체시기를 감소시켜 경제적이고, Nursing time을 효과적으로 활용할 수 있습니다.



The dressing must be placed close to the wound, or placed in close combination with a suitable dressing.



Secure the dressing with suitable bandage, film or tape.



DryMax Foam can be used in conjunction with compression therapy.

Item	REF	Pcs/box	EDI code	Absorption capacity*
DryMax Foam 10x10 cm	F60043/10	10	M3031028	130 ml
DryMax Foam 15x15 cm	F60044/10	10	M3031128	350 ml
DryMax Foam 10x20 cm	F60045/10	10	M3031128	350 ml
DryMax Foam 20x20 cm	F60046/10	10	M3031228	640 ml



*) According to international standard EN 13726-1

Distributor

Juthis

(주)쥬디스코퍼레이션

서울시 서초구 서운로 8(서초동), J TOWER 4층
Tel: 02-3461-1002 Fax: 02-571-7617

ABSORBEST

Manufactured by Absorbest AB Sweden
www.absorbest.se | info@absorbest.se

- Cost effective
- User friendly
- Increased patient comfort
- Improved wound healing

